



Unité de prélèvement de tissus (UPT) Allflex®

PRÉSERVER UN PRÉCIEUX PATRIMOINE D'INFORMATIONS GÉNÉTIQUES



LES UPTs ALLFLEX® SONT UNE PORTE D'ENTRÉE PRATIQUE POUR L'AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE

- Une simple pression de la pince de UPT Allflex® dépose un échantillon d'ADN propre dans un milieu de conservation.
- Dans cette fiole réside un précieux patrimoine d'informations génétiques sur la généalogie de l'animal et son impact potentiel sur les générations futures.
- Combinée à votre expertise, l'analyse ADN peut contribuer à accélérer la réalisation de vos objectifs et à enrichir votre troupeau de bovins supérieurs.

DE MEILLEURES DONNÉES POUR PRENDRE DE MEILLEURES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GESTION DU TROUPEAU

Les analyses d'ADN vous aident à consolider les décisions qui peuvent influencer le succès de vos interventions visant l'amélioration du troupeau. Un veau est-il le vrai descendant d'un géniteur? Tous les taureaux font-ils leur travail? Quelles génisses devraient être conservées dans le troupeau de reproduction? Quelles sont les meilleures génétiques de reproducteurs pour votre troupeau? Comment les vaches se classent-elles sur les indices?

PLUS RAPIDE, PLUS PROPRE ET PLUS FACILE - UN BON TEST DÉBUTE AVEC UN BON ÉCHANTILLON D'ADN

Les UPTs Allflex® sont rapides, faciles à utiliser et efficaces. Ils contribuent à prévenir la contamination croisée ou les erreurs d'échantillonnage courantes avec le sang ou les poils.



Simplifier l'utilisation de vos dossiers de production

RENDRE LE PRÉLÈVEMENT DE TISSU PLUS PRATIQUE

Avec les UPTs, vous pouvez prélever des échantillons lors du traitement des bovins et décider ultérieurement des analyses en laboratoire. Pour la gestion des dossiers, chaque fiole stérile est individuellement numérotée et comporte un code à barres pour le stockage des échantillons, les demandes d'analyses ou la comparaison des résultats des tests d'ADN avec d'autres informations sur l'animal.



La pince UPT dépose un échantillon de tissu dans une fiole stérile pour un prélèvement d'ADN rapide, propre et facile.



ASSOCIER LES FIOLES DE UPT AVEC D'AUTRES FORMES D'IDENTIFICATION ANIMALE

Vous pouvez acheter des ensembles assortis reliés par le même numéro d'identifiant sur un UPT, une étiquette électronique (EID) ou une étiquette visuelle. Les ensembles assortis facilitent l'association des numéros d'identification des animaux aux données de production ou aux registres de descendance.

Options disponibles pour le prélèvement de tissu et le test d'ADN

Pince Allflex® UPT

Pince pour collecter les échantillons de tissu.
SKU : APP-TSU • UIN : 321125



Ensemble de 10 UPTs

Dix UPTs avec codes à barres prénumérotés ou avec des numéros personnalisés.
SKU : AF-TSU-10 • UIN : 321123



Ensembles assortis de UPT avec étiquette visuelle et/ou électronique (EID)

De multiples options de combinaisons possibles. Illustré à droite sous forme d'étiquette inviolable, d'étiquette électronique (EID) et de UPTs assorties.
SKU : TSU-HDX840/GTLF-Y-SET1 • UIN : 320054



Ensemble de 100 UPTs, prénumérotés ou vierges

100 fioles, prénumérotées ou avec des numéros personnalisés.
SKU : AF-TSU-100 (prénumérotées) • UIN : 321124



Plateaux d'expédition de UPT Allflex®

Le plateau peut contenir jusqu'à 96 fioles pour un stockage ou une expédition en toute sécurité.
SKU : TSU-TRAY+LID • UIN : 310399



Tout commence avec une étiquette.

Pour plus d'information, contactez votre fournisseur d'étiquettes Allflex®.

ALLFLEX® est une marque enregistrée d'Allflex® USA Inc. Utilisées sous licence.

MERCK® est une marque enregistrée de Merck Sharp & Dohme LLC. Utilisée sous licence.

Droits d'auteur © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliés. Tous droits réservés. CA-TAG-260400001

